



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
EQUIPE DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
NÚCLEO DE IMUNIZAÇÕES

Procedimento Operacional Padrão (POP)

Higienização Da Sala De Vacinas

1. **Objetivo:** Este POP tem como objetivo descrever como deve ser realizada a higienização da sala de vacinas conforme orientação do Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde.
2. **Campo de Aplicação:** Equipe de higienização e equipe de enfermagem.
3. **Responsabilidades:**
 - 3.1 É de responsabilidade do Coordenador do Núcleo de Imunizações da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) manter este POP atualizado e em conformidade com o preconizado pelo sistema;
 - 3.2 São de responsabilidade do coordenador da unidade, do profissional da saúde e da higienização atentarem para os tópicos aqui relacionados, a fim de garantir um ambiente adequado para administração dos imunobiológicos.
4. **Procedimento:** Os processos de limpeza de superfície em serviços de saúde envolvem a limpeza diária e a limpeza terminal. A limpeza diária deve ser realizada pelo menos duas vezes ao dia em horários estabelecidos ou sempre que necessário. A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser realizada a cada 15 dias, contemplando a limpeza de piso, paredes, portas e janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores de ar.

Para limpeza diária da sala de vacinação:

1. Usar roupa apropriada e calçado fechado;
2. Organizar os materiais necessários (balde, desinfetante, rodo e pano de chão, luvas);
3. Higienizar as mãos com água e sabão e calçar luvas antes de iniciar a limpeza;
4. Preparar a solução desinfetante (preferencialmente utilizar o hipoclorito a 1%) para a limpeza, colocando 10 mL para cada litro de água;
5. Umedecer o pano na solução desinfetante e envolvê-lo em um rodo e proceder à limpeza da sala do fundo para a saída, em sentido único;
6. Recolher o lixo do chão, utilizando esfregão ou rodo envolvido em pano úmido;
7. Recolher o lixo do cesto fechando o saco corretamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
EQUIPE DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
NÚCLEO DE IMUNIZAÇÕES

Para limpeza terminal da sala de vacinação

1. Usar roupa apropriada e calçado fechado;
2. Organizar os materiais necessários (balde, desinfetante, rodo e pano de chão, luvas);
3. Higienizar as mãos com água e sabão e calçar luvas antes de iniciar a limpeza;
4. Preparar a solução desinfetante (preferencialmente utilizar o hipoclorito a 1%) para a limpeza, colocando 10 mL para cada litro de água;
5. Lavar os cestos de lixo com solução desinfetante;
6. Iniciar a limpeza pelo teto, usando pano seco envolvido no rodo;
7. Retirar e limpar os bojos das luminárias, lavando-os com água e sabão e secando-os em seguida;
8. Limpar janelas e esquadrias com pano úmido em solução desinfetante, finalizando a limpeza com pano seco;
9. Lavar externamente janelas e esquadrias com escova e solução desinfetante enxaguando-os em seguida;
10. Limpar as paredes com pano umedecido em solução desinfetante e completar a limpeza com pano seco;
11. Limpar os interruptores de luz com pano úmido;
12. Limpar a pia e a torneira com esponja, água e sabão;
13. Enxaguar a pia e passar um pano umedecido em solução desinfetante;
14. Limpar o chão com esfregão ou rodo envolvido em pano umedecido em solução desinfetante e, em seguida, passar pano seco;

Observação: Não se deve varrer o chão para evitar a dispersão do pó e a contaminação do ambiente.

5. **Bibliografia:** BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação. 1ª edição, Brasília, 2014. Disponível em: http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf. Acesso em: 30 mar. 2023.

6. Elaboração:

Elaborado: Melissa Soares Pires

Coren: 184754

Revisado em 30/06/2023 por: Ceura Beatriz de Souza Cunha

Coren: 326015

Autorizado em 30/06/2023 por : Renata Lobatto Capponi

Coren: 164477